

THÔNG BÁO
Chào giá bảo trì, bảo dưỡng trang thiết bị y tế trong bệnh viện

Kính gửi : Quý Công ty

Căn cứ nhu cầu bảo trì, bảo dưỡng trang thiết bị y tế trong bệnh viện theo hướng dẫn tại Nghị định số 98/2021/NĐ-CP về quản lý trang thiết bị y tế.

Bệnh viện Phục hồi chức năng Phú Yên kính gửi quý Công ty có năng lực, kinh nghiệm trong bảo trì, bảo dưỡng và sửa chữa trang thiết bị y tế trong bệnh viện theo hướng dẫn tại Nghị định số 98/2021/NĐ-CP về quản lý trang thiết bị y tế.

Để có cơ sở ký hợp đồng bảo trì, bảo dưỡng trang thiết bị y tế định kỳ hàng năm, Bệnh viện kính đề nghị quý công ty gửi thông báo giá bảo trì, bảo dưỡng và thời gian thực hiện đến bệnh viện, cụ thể như sau :

1. Nội dung chi tiết bảo trì và số lượng :

STT	Tên hàng hóa và nội dung bảo trì	ĐVT	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền
1	Máy vi sóng Model: HC RX250P Xuất xứ: Ý Nội dung bảo dưỡng: -Kiểm tra, hiệu chỉnh mức điện áp nguồn cấp. -Kiểm tra, bảo dưỡng bo mạch chính, khối công suất. -Kiểm tra, Cấp điện cực, điện cực -Vệ sinh, bảo dưỡng thiết bị.	Bộ	2		
2	Máy sóng ngắn Model: DX500 Xuất xứ: Ý Nội dung bảo dưỡng: -Kiểm tra, hiệu chỉnh mức điện áp nguồn cấp. -Kiểm tra, bảo dưỡng bo mạch chính, khối công suất. -Vệ sinh, bảo dưỡng thiết bị.	Bộ	3		
3	Máy điều trị nhiệt nóng lạnh Model: HC CRYO T-Shock Xuất xứ: Ý Nội dung bảo dưỡng: -Kiểm tra, hiệu chỉnh mức điện áp nguồn	Bộ	4		

	cấp. -Kiểm tra, bảo dưỡng bo mạch chính, khối công suất. -Kiểm tra, độ dẫn của tay cầm dẫn sóng - Bỏ sung nước làm mát -Vệ sinh, bảo dưỡng thiết bị.				
4	Máy siêu âm điều trị Hãng: Soleo Sono Nội dung bảo dưỡng -Kiểm tra, hiệu chỉnh mức điện áp nguồn cấp. -Kiểm tra, bảo dưỡng bo mạch chính, - Kiểm tra đầu phát -Vệ sinh, bảo dưỡng thiết bị.	Bộ	2		
5	Máy kéo giãn Model: GL-1100 Nội dung bảo dưỡng: -Kiểm tra, hiệu chỉnh mức điện áp nguồn cấp. -Kiểm tra, bảo dưỡng bo mạch chính, khối công suất. -Kiểm tra, hiệu chỉnh lại cảm biến cân -Vệ sinh, bảo dưỡng thiết bị.	Bộ	2		
6	Máy kéo giãn Model: HC ALfatrac Nội dung bảo dưỡng: -Kiểm tra, hiệu chỉnh mức điện áp nguồn cấp. -Kiểm tra, bảo dưỡng bo mạch chính, khối công suất. -Kiểm tra, hiệu chỉnh lại cảm biến cân -Vệ sinh, bảo dưỡng thiết bị.	Bộ	1		
7	Máy từ trường Model: HC HC BIOSTIM Nội dung bảo dưỡng: -Kiểm tra, hiệu chỉnh mức điện áp nguồn cấp. -Kiểm tra, bảo dưỡng bo mạch chính, khối công suất. -Kiểm tra cuộn từ -Vệ sinh, bảo dưỡng thiết bị.	Bộ	1		
8	Máy từ trường Hãng: EME Nội dung bảo dưỡng: -Kiểm tra, hiệu chỉnh mức điện áp nguồn cấp. -Kiểm tra, bảo dưỡng bo mạch chính, khối công suất. -Kiểm tra cuộn từ -Vệ sinh, bảo dưỡng thiết bị.	Bộ	1		

9	Máy kích thích điện Model: Physiomed Nội dung bảo dưỡng: -Kiểm tra, hiệu chỉnh mức điện áp nguồn cấp. -Kiểm tra, bảo dưỡng bo mạch chính, khối công suất. -Kiểm tra điện cực, cáp điện cực -Vệ sinh, bảo dưỡng thiết bị.	Bộ	1		
10	Máy kích thích thần kinh cơ Model: SS210 Nội dung bảo dưỡng: -Kiểm tra, hiệu chỉnh mức điện áp nguồn cấp. -Kiểm tra, bảo dưỡng bo mạch chính, khối công suất. -Kiểm tra điện cực, cáp điện cực -Vệ sinh, bảo dưỡng thiết bị.	Bộ	1		
11	Máy điện xung Model: Zimer Nội dung bảo dưỡng: -Kiểm tra, hiệu chỉnh mức điện áp nguồn cấp. -Kiểm tra, bảo dưỡng bo mạch chính, khối công suất. -Kiểm tra điện cực, cáp điện cực -Vệ sinh, bảo dưỡng thiết bị.	Bộ	1		
12	Máy điện xung Nội dung bảo dưỡng: -Kiểm tra, hiệu chỉnh mức điện áp nguồn cấp. -Kiểm tra, bảo dưỡng bo mạch chính, khối công suất. -Kiểm tra điện cực, cáp điện cực -Vệ sinh, bảo dưỡng thiết bị.	Bộ	1		

2. Thời gian thực hiện : Trong quý 3 năm 2023

3. Loại hợp đồng : Trọn gói

Nhằm đảm bảo tiến độ công việc lập kế hoạch, kính mong quý công ty gửi báo giá về Khoa Dược CLS-VTTTBYT bệnh viện, Thôn Long Thủy, xã An Phú, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên trước ngày 15/8/2023.

Số điện thoại liên hệ : 0257.3835112

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận :

- Như trên;
- Sở Y tế (b/cáo)
- CNTT(đăng tải lên Website BV)
- Lưu : VT, kế toán.



Trần Như Tiến